

CUALIFICACIÓN Y CONTROL DE AMBIENTES DE PRODUCCIÓN

La cualificación y control de los ambientes de producción son tareas fundamentales para reducir los **riesgos de contaminación** que comprometen la calidad del producto acabado.

Eurofins Biolab gracias a sus técnicos formados y cualificados para trabajar en ambientes farmacéuticos ofrece un servicio personalizado de ensayos, medidas y muestreos en la misma planta del cliente, garantizando la máxima eficiencia y confidencialidad.

Los servicios incluyen:

- Muestreo y controles microbiológicos de aire y superficies.
- Contaje de partículas.
- Identificación de microorganismos.
- Determinación de contaminantes químicos ambientales.
- Cualificación de los desinfectantes utilizados en salas limpias.
- Validación de procesos de lavado, desinfección y descontaminación.



Los expertos de **Eurofins Biolab** ofrecen un valioso soporte, desde un **punto de vista externo e independiente**, en diferentes **fases críticas** del proceso de puesta en marcha, validación y monitorización de los ambientes de producción:

- Análisis de riesgos para el desarrollo de protocolos de validación.
- Definición del flujo de materiales y personal.
- Formación y cualificación de los operadores.
- Desarrollo de protocolos de validación e identificación de los puntos críticos de los ambientes de producción.
- Definición de PNT's para muestreo de control ambiental.
- Definición de un programa de controles ambientales y de proceso.
- Interpretación de las identificaciones microbiológicas y de los resultados OOT/OOS para la definición de acciones correctores y/o preventivas.

CONTACTO:

Maria Salvat
 MariaSalvat@eurofins.com

